


	ACICAPTAL®	Approbateur :	Fiche de Données de Sécurité
			N° page : 1/6
Mis en place le : 28.01.2013	Référence : GAS_QAL_FDS_Acicaptal_fr	Modifié le : 26.12.2013	Actualisation : 1

Conforme à la directive européenne 1272/2008
Conforme au règlement 453/2010/CE

SECTION 1. IDENTIFICATION DU MELANGE ET DE LA SOCIETE

1.1. Identificateur de produit :

Acicaptal®

1.2. Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées :

Absorption et neutralisation de déversements accidentels de produits chimiques acides

1.3. Renseignement concernant le fournisseur de la FDS :

PREVOR

Moulin de Verville

BP1

F-95760 VALMONDOIS - FRANCE

Téléphone : +33(0)1 30 34 76 76

Fax : +33(0)1 30 34 76 70

fds@prevor.com

1.4. Numéros d'appel d'urgence : *

+33(0)1 30 34 76 76 (heures ouvrables, GMT+1)

+33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24)

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification du mélange :

Mélange non dangereux selon la Directive 1999/45/CE

Mélange non dangereux selon le règlement 1272/2008/CE

2.2. Eléments d'étiquetage :

Pas d'étiquetage

2.3. Autres dangers :

Aucun risque spécifique.

Ce produit est un absorbant de produit chimique, non dangereux. Lors de son utilisation, porter un équipement de protection approprié au produit absorbé. Prévoir d'aérer.

Dégagement de CO₂ lors de l'utilisation sur un acide.

SECTION 3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

3.1. Mélange :

Aucun composant apportant un danger

Nom	N°CAS	% p/p
Agents neutralisants	Propriétaire	70-90%
Polymères absorbants	Propriétaire	10-30%

3.2. Impuretés :

Aucune impureté apportant un danger.

SECTION 4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours :

4.1.1. Inhalation :

Si nécessaire, faire moucher, pour enlever les particules des voies respiratoires, ne pas humidifier la poudre (gonflement important).


4.1.2. Contact avec les yeux :*

Lavage primaire avec la solution Diphotérine®, la solution NaCl by PREVOR ou à défaut, lavage abondant à l'eau, des yeux ainsi que sous les paupières.

4.1.3. Contact avec la peau :

Sans danger particulier.

* : Signale les données révisées lors de la dernière actualisation.

	ACICAPTAL®	Approbateur : 	Fiche de Données de Sécurité N° page : 2/6
Mis en place le : 28.01.2013	Référence : GAS_QAL_FDS_Acicaptal_fr	Modifié le : 26.12.2013	Actualisation : 1

4.1.4. Ingestion :

Ce n'est pas la voie principale d'exposition. Mélange de composants non toxiques par voie orale. En cas de troubles, consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés :*

L'absorbant Acicaptal® est un mélange de produits non irritants. En cas de troubles, consulter un médecin.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :

En cas de formation de nuage de poussière, porter un masque anti poussière (voir section 8).

Lors de l'utilisation de l'absorbant Acicaptal® sur un déversement chimique :

Porter un équipement de protection approprié au produit chimique déversé. En cas de contact oculaire ou cutané, utiliser la solution Diphotérine®, la solution NaCl by PREVOR ou à défaut, laver abondamment à l'eau.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction appropriés :

Eau pulvérisée, dioxyde de carbone, poudre sèche, mousse.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :

Décomposition thermique à partir de 50°C en produits toxiques : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d'azote ou de carbone, vapeurs organiques.

5.3. Conseils aux pompiers :

En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.

SECTION 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Eviter le contact avec les yeux. Eviter la formation de poussières.

Eviter l'inhalation de poussières.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement :

Eviter de déverser dans l'environnement (égouts, rivières, sols).

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :*

Aérer les lieux en cas de formation de nuages de poussière. Récupérer le produit en totalité à l'aide de divers balais, raclettes et pelles.

6.4. Référence à d'autres sections :

Voir sections 8 et 13.

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

Respecter les mesures d'hygiène (ne pas manger, boire) lors de la manipulation. Eviter les rejets dans l'environnement, bien que ce produit ait été montré non toxique pour l'environnement (voir section 12). Eviter la formation de nuages de poussière pour éviter l'inhalation.

Très peu sensible aux étincelles électrostatiques (E.M.I.>1000mJ).

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :*

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, de la chaleur et des sources d'ignition.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) :


Lors de l'utilisation de L'absorbant Acicaptal® sur un déversement chimique : Utiliser en milieu aéré ou ventilé si nécessaire.

SECTION 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle :

Nom	N°CAS	VLE
Agents neutralisants	Propriétaire	Aucune
Polymères absorbants	Propriétaire	Aucune

* : Signale les données révisées lors de la dernière actualisation.

	ACICAPTAL®	Approbateur : 	Fiche de Données de Sécurité
Mis en place le : 28.01.2013			N° page : 3/6
	Référence : GAS_QAL_FDS_Acicaptal_fr	Modifié le : 26.12.2013	Actualisation : 1

8.2. Contrôle de l'exposition :

Poussières totales : VME (Valeur limite Moyenne d'Exposition) = 10 mg/m³

8.2.1. Contrôles techniques appropriés :

Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme.

8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle :

Protection respiratoire :*

Aucune protection n'est nécessaire. Aération des locaux ou masque adapté en cas d'utilisation prolongée en atmosphère confinée et en cas de formation de nuage de poussières.

Protection des mains :

Gants de protection lors de manipulations fréquentes ou prolongées.

Protection des yeux :*

Lunettes-masque de sécurité si formation de nuages de poussière.

Protection de la peau et du corps :

Aucune.

Mesures d'hygiène spécifiques :

Eviter le contact avec les yeux.

Lors de l'utilisation de L'absorbant Acicaptal® sur un déversement chimique :

Porter un équipement de protection approprié au produit chimique déversé. Porter des bottes de protection chimique, lors de gros épandages chimiques.

8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement :

Non applicable

SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES*

9.1. informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

a) Aspect (à 20°C) :

solide (granulés fins) blanc

b) Odeur :

Pas d'odeur caractéristique

c) Seuil olfactif :

Non déterminé

d) pH :

pH = 7,4 à 100g/L et à 20°C)

e) Point de fusion / point de congélation :

Non applicable

f) Point d'ébullition :

Non applicable

g) Point éclair :

Non applicable

h) Taux d'évaporation

Non applicable

i) Inflammabilité :

E.M.I. (Energie Minimale d'Inflammation) : >1000 mJ

j) Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité :

Non déterminées

k) Tension de vapeur :

Non applicable

l) Densité de vapeur :

Non applicable

m) Densité :

0.65 g/cm³


n) Solubilité :

Absorbe l'eau

o) Coefficient de partage n-octanol/eau :

Non applicable

* : Signale les données révisées lors de la dernière actualisation.

	ACICAPTAL®	Approbateur : 	Fiche de Données de Sécurité N° page : 4/6
Mis en place le : 28.01.2013	Référence : GAS_QAL_FDS_Acicaptal_fr	Modifié le : 26.12.2013	Actualisation : 1

p) Température d'auto-inflammabilité :
>1000°C (Température Minimale d'Inflammation en nuage)

q) Température de décomposition :
Décomposition thermique à partir de 50°C

r) Viscosité :
Non applicable

s) Propriétés explosives
Possible explosion de poussières

t) Propriétés comburantes
Aucune

9.2. Autres informations :

Granulométrie : d(0,5) : moyenne à 98µm
valeur maximale à 239µm

SECTION 10. STABILITE ET REACTIVITE*

10.1. Réactivité :

Le produit gonfle en présence de liquides.

10.2. Stabilité chimique :

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses :

En utilisation avec des acides ou des bases concentrés, possibilité de réaction exothermique (<80°C).
Dégagement de dioxyde de carbone (CO₂) en présence d'acides. VME (CO₂) = 9000mg/m³

10.4. Conditions à éviter :

Stocker à l'abri de l'humidité, de la chaleur et des sources d'ignition (voir section 7 point 2).

10.5. Matières incompatibles :

Aucune

10.6. Produits de décomposition dangereux :

Décomposition thermique à partir de 50 °C : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d'azotes et de carbone, vapeurs organiques.

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES*

11.1. Informations sur les effets toxicologiques :

a) Toxicité aiguë (orale):

Nom	N°CAS	Toxicité
Agents neutralisants	Propriétaire	> 4220 mg/kg
Polymères absorbants	Propriétaire	> 5000 mg/kg

b) Corrosion cutanée/irritation cutanée :

Mélange de produits non irritants.

c) Lésions oculaires graves/irritation oculaire :

Mélange de produits non irritants.

d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

Non déterminée

e) Mutagénicité sur les cellules germinales :

Non déterminée


f) Cancérogénicité :

Non déterminée

g) Toxicité pour la reproduction :

Non déterminée

* : Signale les données révisées lors de la dernière actualisation.

	ACICAPTAL®	Approbateur : 	Fiche de Données de Sécurité N° page : 5/6
Mis en place le : 28.01.2013	Référence : GAS_QAL_FDS_Acicapital_fr	Modifié le : 26.12.2013	Actualisation : 1

- h) Toxicité spécifique pour les organes cibles – exposition unique :
Non déterminée
- i) Toxicité spécifique pour les organes cibles – exposition répétée :
Non déterminée
- j) Danger par aspiration :
Non déterminé

SECTION 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité :

12.1.1. Ecotoxicité :

L'absorbant Acicapital® est un mélange de produits non écotoxiques.

12.1.2. Microtoxicité :

Non déterminée

12.1.3. Toxicité aquatique

Non déterminée

12.2. Persistance et dégradabilité :

Non déterminée

12.3. Potentiel de bioaccumulation :

Non déterminé

12.4. Mobilité dans le sol :

Non déterminée

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB :

Non applicable

12.6. Autres effets néfastes :

Non applicable

SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION*

13.1. Méthodes de traitement des déchets :

Faire incinérer selon la législation en vigueur dans le pays.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT*

14.1. Numéro ONU :

Non applicable (voir section 2)

14.2. nom d'expédition des Nations Unies :

Non applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport :

RID (transport international ferroviaire de marchandises dangereuses) :

Non applicable

ADN (transport international des marchandises par voies de navigation intérieures) :

Non applicable

ADR (transport international de marchandises dangereuses par route) :

Non applicable

IMDG (transport international maritime de marchandises dangereuses) :

Non applicable

IATA (AOCI, transport aérien de marchandises dangereuses) :

Non applicable

14.4. Groupe d'emballage :

Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement :

L'absorbant Acicapital® ne présente aucun danger pour l'environnement et n'est pas un polluant marin.


14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur :

aucune

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC :

Non applicable car les produits sont livrés conditionnés

* : Signale les données révisées lors de la dernière actualisation.

	ACICAPTAL®	Approbateur : 	Fiche de Données de Sécurité N° page : 6/6
Mis en place le : 28.01.2013			Actualisation : 1

SECTION 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement :

Produit classé non dangereux conformément à la réglementation concernant l'étiquetage des préparations dangereuses 1999/45/CE.

Référence réglementaire : Règlement REACH 1907/2006/CE.

Règlement 453/2010/CE modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Non applicable

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Utilisations recommandées :

Absorbant et neutralisant lors de déversements accidentels de produits chimiques alcalins.

Recommandations avant utilisation :

- 1- Placer l'absorbant Acicaptal® à proximité des risques
 - 2- Lire le mode d'emploi
 - 3- Utiliser l'absorbant Acicaptal® le plus rapidement possible.
- Penser à aérer la pièce si nécessaire

Mode d'emploi :*

- 1- Saupoudrez l'absorbant Acicaptal® autour de la flaque puis à l'intérieur
- 2- Laisser agir le temps de la neutralisation et de l'absorption. Rajouter de l'eau si le produit est anhydre pour faciliter la neutralisation
- 3- Ramasser le résidu solidifié à l'aide de divers balais, raclettes et pelles.

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est connu.

* : Signale les données révisées lors de la dernière actualisation.